

TAMOSAN

Chemothermische Wäschedesinfektion

Vollwaschmittel mit DGHM-Listung:

- für die chemothermische Desinfektion und Reinigung
- gibt der Wäsche einen hygienisch-frischen Duft

Eigenschaften:

Sehr ergiebiges Vollwaschmittel. Wäscht gründlich und faserschonend. Entfernt schnell und zuverlässig auch hartnäckige Verschmutzungen wie Kakao, Tee, Rotwein ect. aus Textilien wie Bunt- und Feinwäsche und Synthetics.

Für den professionellen Großverbraucher konzipiert und bewährt sich besonders im Bereich der Großwäschereien, Krankenhäuser, Bauhöfe, Kläranlagen, Feuerwehren, Sportvereine, Altenheime, usw...

Einsetzbar bei

30°C 40°C 60°C und 95°C

Anwendung:

DGHM ca. 5g/Liter 1:5 bei einer Temperatur von 60°C.
Die Einwirkzeit sollte dabei 15 Minuten betragen.



Wasserhärtebereich	leicht verschmutzt	normal verschmutzt	stark verschmutzt	sehr stark verschmutzt
Weich	1/2 Becher 74 ml	3/4 Becher 110 ml	1 1/4 Becher 184 ml	1 3/4 Becher 258 ml
Mittel	1/2 Becher 74 ml	1 Becher 148 ml	1 1/2 Becher 222 ml	2 Becher 296 ml
Hart	3/4 Becher 110 ml	1 1/4 Becher 184 ml	1 3/4 Becher 258 ml	2 1/4 Becher 332 ml
Handwäsche	10 L	= 1 Becher 148 ml	1 Becher	= 125 g

Entwicklung mit Vernunft für Mensch und Umwelt!

TECHSANO

TECHSANO Chemie-Vertriebs GmbH · Vertrieb chemisch technischer Erzeugnisse
Marie-Curie-Str. 21 · D-49134 Wallenhorst · Tel. 0 54 07/3 00 69 · Fax 0 54 07/3 20 62 · www.techsano.de